

### **Afnametechniek cervixuitstrijkje en dunnelaag cytologie**

Als alternatief voor het conventionele uitstrijkje zijn de meeste laboratoria in de noordelijke regio inmiddels overgegaan op de dunnelaag cytologie (ThinPrep® Pap Test™ van de firma Cytoc).

Voordelen zijn reductie van de screentijd en verbetering van de techniek.

Bij deze techniek wordt het uitstrijkje gemaakt door het borsteltje van de cervexbrush tegen de baarmoedermond te zetten en het 5 maal met de klok mee rond te draaien. Het uitgestreken materiaal wordt niet meer op een objectglaasje uitgestreken en gefixeerd maar het borsteltje van de cervexbrush wordt in een potje met vloeistof uitgespoeld door de borstel enkele keren goed uit te duwen op de bodem van het met vloeistof gevulde potje (zoals ook een verfkwast wordt schoongemaakt). De vloeistof fixeert de cellen.

In het laboratorium wordt vanuit de vloeistof een dunnelaag preparaat op een glaasje gemaakt, waarbij de cellen mooi naast elkaar komen te liggen, wat de beoordeelbaarheid bevordert. De naam en de geboortedatum van de cliënte moeten ook op het potje vermeld worden.

Op het materiaal kunnen eventueel ook additionele testen (zoals HPV-onderzoek) worden uitgevoerd. Het materiaal blijft nog enkele weken beschikbaar voor aanvullende technieken. Een patiënt hoeft hier dus niet voor terug te komen.

Al het materiaal wordt, op een vaste dag, bij de huisartsen praktijken opgehaald door een koeriersdienst. Via de koerier kunt u ook alle nieuwe materialen (ook voor histologisch onderzoek) verkrijgen.